


Анти-Nprl2 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wtw4

Артикул: CM0031045



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого NPRL2, для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Необходимы для исследований комплекса GATOR1 и пути mTORC1. Предполагаемая молекулярная масса 44 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NPRL2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	NPR2; NPR2L; TUSC4; FFEVF2; NPRL2
Вид	Человек
GeneID (человек)	10641
GeneID	10641
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 человеческого NPRL2 (NP_006536.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8WTW4
Молекулярный вес белка	44kDa
Доставка	Сумка со льдом