

Поликлональное Антитело К Nqo2 Для Вестерн Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии (Ihc-P), Elisa - P16083

Артикул: CM0016468



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого NQO2, валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Подходит для изучения хинонредуктазы в процессах детоксикации и биосинтеза витамина К. Перекрестно реагирует с мышинным белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NQO2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	QR2; DHQV; DIA6; NMOR2; NQO2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4835
GeneID	4835
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-231 человеческого NQO2 (NP_000895.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг (WB), иммуногистохимия (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P16083
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом