

Поликлональные Антитела Против Nr2C2Ap Для Вестерн-Блота, Ифа — Q86Wq0

Артикул: CM0016248

введение

Кроличы поликлональные антитела к человеческому NR2C2AP — ядерному репрессору транскрипции, опосредованной NR2C2. Валидированы для Вестерн-блота и ИФА. Подходят для изучения регуляции генов и сигнальных путей ядерных рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NR2C2AP кроличы поликлональные антитела
Примечания/алиасы	TRA16; NR2C2AP
Вид	Человек
ID гена (человек)	126382
ID гена	126382
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-139 человеческого NR2C2AP (NP_795361.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q86WQ0
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	С ледяным пакетом