


Поликлональное Антитело Anti-Ntrk1/Ntrk2/Ntrk3 Для Wb, If/Icc, Elisa — P04629/Q16620/Q16288

Артикул: CM0020772



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на NTRK1, NTRK2, NTRK3. Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований нейротрофиновой сигнализации и разработки нейробиологических тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	NTRK1/NTRK2/NTRK3 Rabbit pAb
Вид	Человек
GeneID (человек)	4914/4915/4916
GeneID	4914/4915/4916
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 700–796 человеческого NTRK1/NTRK2/NTRK3 (NP_002520.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P04629/Q16620/Q16288
Условия доставки	Пакет со льдом