

Моноклональное Антитело Против Нуклеолина Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икк, Ифа - P19338

Артикул: CM0002390



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий нуклеолин (C23), применимо для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКК и ИФА. Подходит для исследований хроматина и биогенеза рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Нуклеолин, кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	C23; Nsr1; Нуклеолин
Вид	Человек
ID гена	4691
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P19338
Молекулярная масса белка	77 кДа
Условия доставки	В термопакете со льдом