

Антитела К Нуклеолину (Ncl), Поликлональные Кроличы, Для Wb, Ihc-P, Elisa - P19338

Артикул: CM0025732



введение

Высококачественные поликлональные кроличы антитела к NCL, валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Распознают нуклеолин человека и мыши, основной ядрышковый белок. Идеальны для исследований хроматина и рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NCL кроличы pAb
Примечания/Псевдоним	C23; Nsr1; NCL
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4691
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 300-466 человеческого NCL (NP_005372.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P19338
Молекулярный вес белка	77кДа
Доставка	Сумка со льдом