


Моноклональное Антитело К Нуклеофосмину Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах (Ihc-P), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Иммуноферментного Анализа (Elisa) - P06748

Артикул: CM0008538



введение

Моноклональное антитело к нуклеофосмину, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с белком человека, мыши и крысы. Для исследований биогенеза рибосом, дупликации центросом и регуляции опухолевых супрессоров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	Кроличье моноклональное антитело к нуклеофосмину
Примечания/Альтернативные названия	B23; NPM
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4869
GeneID	4869
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 9-122 человеческого NPM1 (NP_001238905.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P06748
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом