


Поликлональное Антитело Против Nudt16 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q96De0

Артикул: CM0021023



введение

Кроличье поликлональное антитело против NUDT16, U8 snoRNA-декаппирующего фермента и санитайзера пула нуклеотидов. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА на человеке и мыше. Идеально для исследований метаболизма РНК и контроля качества нуклеиновых кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NUDT16 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	NUDT16
Вид	Человек
ID гена	131870
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 60-130 человеческого NUDT16 (NP_689608.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96DE0
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	В сумке со льдом