

Анти-Nudt21 Кроличья Поликлональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Ihc-P), Ифа - O43809

Артикул: CM0029014



введение

Кроличье поликлональное антитело к NUDT21 для Вестерн-блоттинга, ИГХ и ИФА. Обнаруживает человеческий, мышиный и крысиный NUDT21. Идеально подходит для изучения процессинга пре-мРНК, полиаденилирования и альтернативной полиаденилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NUDT21 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CPSF5; CFIM25; NUDT21
Вид	Человек
GeneID (Человек)	11051
GeneID	11051
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-227 человеческого NUDT21 (NP_008937.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43809
Молекулярный вес белка	26кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент