

Кроличья Поликлональная Антитела Против Nup155 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - O75694

Артикул: CM0025416



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий белок NUP155 (нуклеопорин 155 кДа), валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и иммуноферментного анализа (ELISA). Важный компонент комплекса ядерной поры для нуклеоцитоплазматического транспорта; идеально подходят для исследований in vitro (IVD) и разработки тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NUP155 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	N155; ATFB15; NUP155
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9631
ID гена	9631
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1102-1391 человеческого белка NUP155 (NP_705618.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS-PROT	O75694
Молекулярная масса белка	155 кДа
Условия доставки	В термоконтейнере со льдом