


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Nup62 Для Wb, Elisa — P37198

Артикул: CM0020001



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому NUP62 — компоненту ядерного порового комплекса, участвующему в нуклеоцитоплазматическом транспорте и митотической регуляции. Валидированы для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА (ELISA).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NUP62 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	p62; IBSN; SNDI; NUP62
Вид	Человек
ID гена (человек)	23636
ID гена	23636
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 403–522 человеческого NUP62 (NP_036478.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P37198
Молекулярная масса белка	53 кДа
Доставка	Холодильный пакет