

Поликлональные Антитела Против Nusar1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Bxs6

Артикул: CM0019201

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против NUSAP1 (а.о. 1-61). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с человеческим и мышинным NUSAP1. Идеально подходят для исследований митоза и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NUSAP1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	LNP; ANKT; SAPL; BM037; NUSAP; Q0310; PRO0310p1; NUSAP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	51203
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-61 человеческого NUSAP1 (NP_060924.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9BX56
Молекулярный вес белка	49кДа
Доставка	Сумка со льдом