


Поликлональное Антитело Против Oas1 Для Wb, Elisa — P00973

Артикул: CM0020953



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий OAS1 (2'-5'-олигоденилатсинтазу 1), валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Реагирует с белками человека и мыши. Незаменимо для исследований врождённого противовирусного иммунитета и разработки ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к OAS1
Примечания/псевдонимы	OIAS; IFI-4; OIASI; IMD100; E18/E16; OAS1
Вид	Человек
GeneID	4938
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-364 человеческого OAS1 (NP_058132.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P00973
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет