

Анти-Oat Моноклональное Антитело Для Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P04181

Артикул: CM0009154



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого OAT (орнитинаминотрансферазы), валидированное для WB, IF, IHC, ELISA. Реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Подходит для изучения метаболизма аминокислот и функций митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KD Validated] OAT Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	ОКТ; GACR; HOGA; OATASE
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4942
ID гена	4942
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 160-439 человеческого OAT (NP_000265.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04181
Молекулярный вес белка	49кДа
Доставка	В ледяном пакете