


Кроличья Поликлональная Антитело Против Oct4 Для Вб, Игк-П, Ифа — Q01860

Артикул: CM0029987



введение

Кроличья поликлональная антитело против OCT4 для ВБ, ИГК-П, ИФА. Реагирует с человеческим и мышинным OCT4 — ключевым фактором транскрипции плюрипотентности эмбриональных стволовых клеток. Идеально подходит для исследований в области биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OCT4 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	OCT3; OCT4; OTF3; OTF4; OTF-3; Oct-3; Oct-4; Oct3/4
Вид	Человек
GeneID	5460 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 210–310 человеческого 4-ост (NP_002692.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q01860
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	Хладоэлемент