


Анти-Ogdh Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02218

Артикул: CM0016329



введение

Валидированные анти-OGDH поликлональные антитела кролика для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Обнаруживают OGDH человека, мыши и крысы — ключевой митохондриальный фермент в цикле лимонной кислоты. Подходят для исследований метаболизма и митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OGDH кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	E1k; E1o; KGD1; OGDC; AKGDH; OGDH2; OGDHD; OGDH-E1; OGDH
Вид	Человек
ID гена	4967
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 148-427 человеческого OGDH (NP_001003941.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q02218
Молекулярный вес белка	116 кДа
Доставка	Сумка со льдом