

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Opn5 Для Wb, Elisa — Q6U736

Артикул: CM0019964

введение

Поликлональное кроличье антитело CamelBio к OPN5, валидированное для WB и ELISA, перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения функции фоторецептора опсина-5 в циркадных ритмах и развитии сетчатки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OPN5 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	PGR12; GPR136; GRP136; TMEM13; OPN5
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	221391
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-300 человеческого OPN5 (NP_859528.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q6U736
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом