


Поликлональные Антитела К Orc6 (Кролик) Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y5N6

Артикул: CM0029267



введение

Поликлональные антитела кролика к ORC6, валидированные для WB, IHC-P, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Мишень: субъединица 6 комплекса распознавания начала репликации (28 кДа, Q9Y5N6), участвующая в инициации репликации ДНК. Идеально подходят для исследований ядрышка и репликации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ORC6, поликлональные антитела кролика
Примечания/Синонимы	ORC6L; ORC6
Вид	Человек
GeneID (человек)	23594
GeneID	23594
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-252 ORC6 человека (NP_055136.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y5N6
Молекулярная масса	28 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом