

Поликлональная Антитела Кролика К Ormdl3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q8N138

Артикул: CM0017518



введение

Эти поликлональные антитела нацелены на ORMDL3 — мембранный белок эндоплазматической сети, необходимый для регуляции биосинтеза сфинголипидов. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагируют с образцами человека и мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ORMDL3 кроличьи pAb
Примечания/синонимы	ORMDL3
Вид	Человек
ID гена (человек)	94103
ID гена	94103
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого ORMDL3 (NP_644809.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q8N138
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	Хладоэлемент