

Поликлональное Антитело Anti-Osaldh2B1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Frх7

Артикул: CM0020159

введение

Поликлональное антитело кролика OsALDH2B1 (59 кДа), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, специфично распознающее ALDH2B1 *Oryza sativa*. Идеально для исследований альдегиддегидрогеназ растений и агрономических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика OsALDH2B1 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	Aldh2b; OsALDH2B1
Вид	<i>Oryza sativa</i> (Рис посевной)
GeneID	4340725
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 OsALDH2B1 <i>Oryza sativa</i> (Q9FRX7)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн1-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	<i>Oryza sativa</i>
SWISS-PROT	Q9FRX7
Молекулярная масса белка	59 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом