

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Oseil1 Для Вб, Ифа - Q10M41

Артикул: CM0024450

введение

Кроличыи поликлональные антитела против OsEIL1, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА у риса (*Oryza sativa*). Идеально подходят для изучения путей сигналинга этилена, ответа на стресс и устойчивости к заболеваниям. Молекулярная масса мишени – 71 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OsEIL1 Кроличьи pAb
Примечания/алиасы	EIL1; MHZ6; EIL1A; OsEIL1; OsEIL1a; OsJ_10672
Вид	Oryza sativa
GeneID (человек)	EIL1
GeneID	107276358
Иммуноген	Рекомбинантный белок LSRGKDPAGGVVGDPK-C
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Oryza sativa
SWISS	Q10M41
Молекулярная масса белка	71 кДа
Доставка	Айс-бокс