

Кроличыи Поликлональные Антитела К Osire1 Для Wb, Elisa - Q7Xit1

Артикул: CM0020633

введение

Кроличыи поликлональные антитела к OsIRE1, валидированные для WB и ELISA у Oryza sativa. Мишень: серин/треонин-протеинкиназа/эндорибонуклеаза IRE1 (99 кДа), ключевой сенсор стресса ЭПР. Подходит для изучения ответа на накопление неразвернутых белков (UPR) у риса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к OsIRE1
Примечания/Синонимы	IRE1; OsIRE1; Osire1p; OsJ_24190; OJ1103_E04.109
Вид	Oryza sativa (Рис посевной)
ID гена	4343198
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 436-650 OsIRE1 Oryza sativa (Q7XIT1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Oryza sativa
SWISS	Q7XIT1
Молекулярная масса белка	99 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом