

Поликлональное Антитело Anti-Osnpr1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Fdy4

Артикул: CM0022074

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на OsNPR1 (гомолог NPR1 1) Oryza sativa, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для исследований защиты растений и устойчивости к болезням.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OsNPR1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	NH1; PR2; NPR1; NPR2; OsNH1; OsNPR1
Вид	Oryza sativa (Рис посевной)
GeneID	4327315
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 475-582 OsNPR1 Oryza sativa. (Q9FDY4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Oryza sativa
SWISS	Q9FDY4
Молекулярная масса белка	64 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом