


Моноклональное Антитело Против Остеопонтина Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P10451

Артикул: CM0002224



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий остеопонтин (OPN/SPP1). Подходит для Вестерн-блоттинга и иммуноферментного анализа (ELISA). Распознаёт человеческий остеопонтин; 35 кДа. Идеально для исследований в области костной биологии и иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Остеопонтин, кроличье моноклональное антитело (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	OPN; BNSP; BSPI; ETA-1; Остеопонтин
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6696
ID гена	6696
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 200-300 человеческого остеопонтина (P10451).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P10451
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом