

Моноклональное Анти-Oxr1 Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф (If-P), Ифа - Q8N573

Артикул: CM0006535

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное анти-OXR1 антитело, валидированное для WB, IF-P, ELISA. Обнаруживает изоформы 24-98 кДа у человека, мыши, крысы. Идеально подходит для изучения окислительного стресса, регуляции V-ATPase и нейропротекции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OXR1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	TLDC3; CHEGDD; Nbla00307; OXR1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55074
GeneID	55074
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 705-874 человеческого OXR1 (NP_001185461.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N573
Молекулярная масса белка	24-98 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент