

Кроличье Поликлональное Антитело Против Oxr1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8N573

Артикул: CM0019081

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого белка OXR1 (белок устойчивости к окислению 1), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Полезно для изучения окислительного стресса, регуляции рН в аппарате Гольджи и нейропротекции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OXR1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	TLDC3; CHEGDD; Nbla00307; OXR1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55074
GeneID	55074
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 705-874 человеческого белка OXR1. (NP_001185461.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N573
Молекулярная масса белка	98 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом