


Поликлональное Кроличье Антитело Против Oxsm Для Wb, Elisa — Q9Nwu1

Артикул: CM0020621



введение

Валидированное поликлональное кроличье антитело против OXSM для вестерн-блоттинга и ELISA. Реагирует с 3-оксоацил-АПБ-синтазой митохондрий человека, мыши и крысы. Поддерживает исследования биосинтеза жирных кислот, липидного обмена и функций митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	OXSM Rabbit pAb
Примечания/синонимы	KS; CEM1; KAS1; FASN2D; OXSM
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	54995
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 80–459 человеческого OXSM (NP_060367.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NWU1
Молекулярная масса белка	49 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом