

Моноклональное Антитело Против Р-Гликопротеина Для Вб, If-P, Ihc-P, Ифа - P08183

Артикул: CM0005227



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против Р-гликопротеина (ABCB1/MDR1) с валидированными применениями в ВБ, IF-P, ИHC-P и ИФА. Перекрестно реагирует с человеком, мышью и крысой. Подходит для исследований множественной лекарственной устойчивости и транспортеров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Р-гликопротеин, кроличье моноклональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	CLCS; MDR1; P-GP; PGY1; ABC20; CD243; GP170; p-170
Вид	Человек
GeneID (человек)	5243
GeneID	5243
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 603-692 человеческого Р-гликопротеина (NP_000918.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, IF-P, ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08183
Молекулярная масса белка	141 кДа
Доставка	С ледяным пакетом