

Кроличье Моноклональное Антитело Против P2Rx4 Для Вб, If-P, Ифа — Q99571

Артикул: CM0004889



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого P2RX4 (пуринорецептора P2X4). Валидировано для ВБ, IF-P, ИФА; имеет перекрестную реактивность с образцами человека, мыши и крысы. Полезный реагент для изучения АТФ-зависимых ионных каналов в иммунологии и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело к P2RX4
Примечания/Альтернативные названия	P2X4; P2X4R; P2RX4
Вид	Человек
GeneID	5025
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий аминокислоты 55–338 человеческого P2RX4 (NP_002551.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99571
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	Холодовой пакет