


Кроличья Поликлональная Антитело Против P2Ry2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P41231

Артикул: CM0030382



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческого пуринорецептора 2 (P2RY2), валидировано для WB и ELISA. Перекрестная реакция с человеческими и мышиными образцами. Подходит для изучения сигнальных путей GPCR. Приблизительный молекулярный вес 42 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	P2RY2 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	P2U; HP2U; P2U1; P2UR; P2Y2; P2RU1; P2Y2R; P2RY2
Вид	Человек
GeneID (человек)	5029
GeneID	5029
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P41231
Молекулярный вес белка	42kDa
Доставка	Сумка-холодильник