

Кроличья Моноклональная Антитела К P63 Для Wb, IHC-P, Elisa — Q9H3D4

Артикул: CM0003385



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого p63 (опухолевый белок 63). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ELISA). Перекрестно реагирует с образцами человека и мыши. Подходит для исследований эпителиального развития и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональное антитело к p63
Примечания/алиасы	AIS; KET; LMS; NBP; RHS; p40; p51; p63; EEC3; OFC8; p73H; p73L; SHFM4; TP53L; TP73L; p53CP; TP53CP; B(p51A); B(p51B)
Вид	Человек
ID гена (человек)	8626
ID гена	8626
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-203 человеческого p63 (Q9H3D4).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9H3D4
Молекулярная масса белка	45-77 кДа
Доставка	Айс-пакет