

Кроличье Моноклональное Антитело Против P73 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - O15350

Артикул: CM0006984



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий p73 (O15350). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Перекрестно реагирует с p73 мыши и крысы. p73 — это фактор транскрипции, родственник p53, участвующий в апоптозе, подавлении опухолей и цилиогенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	p73 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	p73; CILD47; p73
Вид	Человек
ID гена	7161
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого p73 (O15350).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15350
Молекулярная масса белка	70 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом