

Поликлональные Антитела Против Anti-Pabpn1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q86U42

Артикул: CM0028652



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого PABPN1, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают человеческий и мышинный PABPN1, ядерный поли(А)-связывающий белок, участвующий в процессинге 3'-конца мРНК. Идеально подходят для исследований метаболизма мРНК и мышечной дистрофии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PABPN1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	OPMD; PAB2; PABII; PABP2; PABP-2; PABPN1
Вид	Человек
ID гена	8106
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого PABPN1 (NP_004634.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q86U42
Молекулярный вес белка	33кДа
Доставка	Сумка со льдом