

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Padi2 Для Wb, Elisa - Q9Y2J8

Артикул: CM0015904



введение

Кроличье поликлональное антитело PADI2 (Q9Y2J8) нацелено на пептидиларгининдеиминазу 2-го типа. Валидировано для WB и ELISA, обладает перекрёстной реактивностью с антигенами человека и подходит для исследовательских применений в области IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело PADI2
Примечания/синонимы	PAD2; PDI2; PAD-H19; PADI2
Вид	Человек
ID гена	11240
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого PADI2 (NP_031391.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y2J8
Молекулярная масса белка	76 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом