

Поликлональная Антитело Кролика К Pak1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q13153

Артикул: CM0029234



введение

Поликлональная антитело кролика к PAK1 (Q13153), валидированная для WB, IHC-P, ELISA; реагирует с представителями человека, мыши, крысы. Идеально подходит для изучения динамики цитоскелета, клеточной сигнализации и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональная антитело кролика к PAK1
Примечания/Альясы	IDDMSSD; p65-PAK; PAKalpha; alpha-PAK; PAK1
Вид	Человек
ID гена (человек)	5058
ID гена	5058
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-300 PAK1 человека (Q13153).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13153
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	С хладагентом