

Анти-Pak1/Pak2/Pak3 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q13153/Q13177/O75914

Артикул: CM0020046



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против PAK1, PAK2 и PAK3 (PAKalpha). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА с реактивностью в тканях человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения динамики цитоскелета и путей клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PAK1/PAK2/PAK3 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	PAKalpha; PAK1/PAK2/PAK3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5058/5062/5063
ID гена	5058/5062/5063
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 350-450 человеческого PAK1/PAK2/PAK3 (NP_002567.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13153/Q13177/O75914
Молекулярный вес белка	65кДа
Доставка	Сумка со льдом