

Анти-Pank2 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Bz23

Артикул: CM0021834



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого PANK2, для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышью. Иммуноген: синтетический пептид а.к. 300-400. Полезно для исследований синтеза коэнзима А и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	PANK2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HSS; HARP; PKAN; NBIA1; C20orf48; PANK2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	80025
GeneID	80025
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 300-400 человеческого PANK2 (NP_705902.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9BZ23
Молекулярный вес белка	63кДа
Доставка	Сумка со льдом