

Поликлональные Антитела Против Parp12 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9H0J9

Артикул: CM0018108



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого PARP12, валидированные для WB и ELISA. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходят для исследований противовирусного ответа, транспорта в аппарате Гольджи и функции митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PARP12 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ZC3H1; ARTD12; MST109; MSTP109; ZC3HDC1; PARP12
Вид	Человек
ID гена (Человек)	64761
ID гена	64761
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 462-701 человеческого PARP12 (NP_073587.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H0J9
Молекулярный вес белка	79кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент