

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Parp8 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q8N3A8

Артикул: CM0018669

введение

Кроличья поликлональное антитело к PARP8, валидированное для WB, IHC-P, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Нацелено на белок моно-АДФ-рибозилтрансферазу PARP8 (ARTD16), участвующий в процессе АДФ-рибозилирования. Идеально подходит для исследований в области онкологии и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья pAb к PARP8
Примечания/Псевдоним	ARTD16; pART16; PARP8
Вид	Человек
ID гена (Человек)	79668
ID гена	79668
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого PARP8 (NP_001171527.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N3A8
Молекулярный вес белка	96 кДа
Доставка	В ледяном пакете