

## Кроличья Моноклональная Антитело Против Pax5 Для Wb, IHC-P, Ip И Elisa - Q02548

Артикул: CM0004971



### введение

Кроличья моноклональная антитело к человеческому PAX5 (BSAP), пригодная для WB, IHC-P, IP и ELISA. Надежный инструмент для исследований дифференцировки В-клеток и лимфом.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличья моноклональная антитела к PAX5                                                                             |
| Примечания / Алиасы       | ALL3; BSAP; PAX-5; PAX5                                                                                             |
| Вид                       | Человек                                                                                                             |
| ID гена (человек)         | 5079                                                                                                                |
| ID гена                   | 5079                                                                                                                |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-300 человеческого PAX5 (Q02548). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                              |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                             |
| Применение                | WB, IHC-P, IP, ELISA                                                                                                |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                             |
| SWISS                     | Q02548                                                                                                              |
| Молекулярная масса белка  | 42 кДа                                                                                                              |
| Доставка                  | Хладоэлемент                                                                                                        |