


Моноклональное Антитело Против Паксиллина Для Вб, Ифа — P49023

Артикул: CM0003674



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческой паксиллины, валидированное для Вестерн-блота и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Используется для изучения фокальных адгезий, организации цитоскелета и динамики клеточных контактов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к паксиллину
Примечания/алиасы	Raxillin; PXN; raxillin
Вид	Человек
ID гена (человек)	5829
ID гена	5829
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в диапазоне аминокислот 1-100 человеческой паксиллины (P49023).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49023
Молекулярная масса белка	65кДа/61кДа/66кДа/47кДа
Доставка	Холодильный пакет