


Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Рсса Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P05165

Артикул: CM0029041



введение

Кроличья поликлональная антитело anti-РССА, валидированная для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Нацелена на альфа-цепь пропионил-КоА-карбоксилазы, участвующую в катаболизме разветвленных аминокислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РССА Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	РССА
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5095
GeneID	5095
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 449-728 человеческого РССА (NP_000273.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05165
Молекулярный вес белка	80кДа
Доставка	В ледяном пакете