


Кроличье Поликлональное Антитело Против Pcf11 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O94913

Артикул: CM0020220



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок PCF11, компонент комплекса процессинга пре-мРНК II. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышинному белку. Идеально для исследований терминации транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PCF11 Кроличье pAb
Примечания/Алиас	PCF11
Вид	Человек
ID гена (Человек)	51585
ID гена	51585
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1256-1555 человеческого белка PCF11 (NP_056969.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O94913
Молекулярная масса белка	173 кДа
Доставка	В пакете со льдом