

Моноклональное Антитело Против Pck1 (Перск-С) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P35558

Артикул: CM0006904



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому PCK1 (PERСК-С), валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает PCK1 человека, мыши и крысы, идеально подходит для исследований глюконеогенеза и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мкАт к PCK1
Примечания/алиасы	PCKDC; PERCK1; PERCKC; PERCK-C; PCK1
Вид	Человек
ID гена	5105
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 523–622 человеческого PCK1 (NP_002582.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35558
Молекулярная масса белка	69 кДа
Доставка	Хладоэлемент