

Поликлональные Антитела Против Anti-Pcm1 Для Wb, Elisa - Q15154

Артикул: CM0022189



введение

PCM1 Rabbit pAb — это кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого перицентриолярного матрикса 1 (PCM1). Подходят для WB и ELISA, эти антитела помогают в исследованиях centrosomes и ресничек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PCM1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PTC4; RET/PCM-1; PCM1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5108
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1921-2025 человеческого NINJ1 (NP_006188.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q15154
Молекулярный вес белка	229кДа
Доставка	Сумка со льдом