


Кроличыи Поликлональные Антитела К Рсna Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12004

Артикул: CM0014716



введение

Кроличыи поликлональные антитела к PCNA человека (скользящий зажим ДНК). Валидированы для методов WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA; перекрестно реагируют с образцами мыши и крысы. Идеально подходят для исследований репликации и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PCNA Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	ATLD2; PCNA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5111
GeneID	5111
Иммуноген	Синтетический пептид (аминокислоты 162-261 PCNA человека, NP_002583.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P12004
Молекулярная масса	29 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом