

Моноклональное Антитело Против Pcsk9 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q8Nbp7

Артикул: CM0006871



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого PCSK9, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Обнаруживает PCSK9 человека и мыши, играющий ключевую роль в исследованиях гомеостаза холестерина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАТ против PCSK9
Примечания/синонимы	PCSK9; FH3; HCHOLA3; LDLQC1; NARC-1; NARC1; PC9; пропротеиновая конвертаза субтилизин/кексинового типа 9
Вид	Человек
GeneID (человек)	255738
GeneID	255738
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 31-692 человеческого PCSK9 (NP_777596.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q8NBP7
Молекулярная масса белка	20 кДа/74 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом