

Поликлональное Антитело Против Anti-Pd-1/Cd279 Для Wb, If-P, Elisa - Q02242

Артикул: CM0022636



введение

Кроличье поликлональное антитело против мышиного PD-1/CD279, ингибирующего иммунной контрольной точки, подходящее для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Идеально подходит для изучения толерантности Т-клеток и опухолевой иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PD-1/CD279 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PD-1; Pdc1; Ly101; PD-1/CD279
Вид	Мышь
ID гена	18566 (Мышь)
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного PD-1/CD279
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q02242
Молекулярный вес белка	32кДа
Доставка	Сумка со льдом