


## Анти-Pde10A Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y233

Артикул: CM0022430



### введение

Кроличий поликлональный антитело против человеческого PDE10A, стриаральной фосфодиэстеразы cAMP/cGMP, участвующей в передаче сигналов. Валидирован для WB, IF/ICC, ELISA; перекрестно реагирует с человеческим и крысиным белками. Подходит для нейронаучных исследований.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | PDE10A кроличий pAb                                                                                                                     |
| Примечания/Псевдоним      | ADSD2, IOLOD, HSPDE10A, PDE10A19, LINC00473, PDE10A                                                                                     |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                 |
| ID гена (Человек)         | 10846                                                                                                                                   |
| ID гена                   | 10846                                                                                                                                   |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-200 человеческого PDE10A (NP_001124162.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                  |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                 |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                       |
| Перекрестная реактивность | Человек, Крыса                                                                                                                          |
| SWISS                     | Q9Y233                                                                                                                                  |
| Молекулярный вес белка    | 88кДа                                                                                                                                   |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                          |