

Поликлональные Антитела Против Pde4Dip Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q5Vu43

Артикул: CM0028988

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого PDE4DIP (Миомегалин). Валидированы для WB, ELISA; перекрестная реакция с мышью. Идеально подходят для изучения динамики микротрубочек, биологии сердечной мышцы и исследований центросом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDE4DIP Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MMGL; CMYA2; PDE4DIP
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9659
ID гена	9659
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-310 человеческого PDE4DIP (NP_071754.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q5VU43
Масса белка	265кДа
Доставка	Сумка со льдом